

Lingettes désinfectantes imprégnées d'alcool - Incidin Alcohol Wipe -Sachet de 100- Anios by Ecolab

Lingettes désinfectantes à action rapide dès 30 secondes pour surfaces hospitalières et dispositifs médicaux non invasifs - Conforme EN 14476.

Prêtes à l'emploi, les lingettes Incidin Alcohol Wipe assurent une désinfection rapide et efficace, répondant aux exigences du secteur médical.

Leur formule à large spectre d'action, sans résidus actifs, garantit une application propre et sûre sur les surfaces compatibles avec l'alcool.

Leur temps de contact court permet une réduction rapide de la charge microbienne, y compris en situation épidémique.

Idéales pour :

- Désinfection des surfaces entre deux patients
- Utilisation quotidienne en milieu hospitalier, cabinet médical ou soins à domicile
- Dispositifs médicaux non invasifs compatibles avec l'alcool

- Prêtes à l'emploi, sans rinçage, à usage unique

- Large spectre antimicrobien : actives notamment sur les norovirus
- Temps de contact court pour une efficacité rapide
- Compatible avec la plupart des surfaces résistantes à l'alcool
- Sans parfum ni colorant
- Lingettes alvéolées haute qualité pour une couverture optimale

Propriétés microbiologiques :

- **Bactéricide** selon EN 13727 / EN 16615 : 1 min
- **Levuricide** selon EN 13624 / EN 16615 : 1 min
- **Mycobactéricide / Tuberculocide** selon EN 14348 / EN 16615 : 1 min
- **Virucide à spectre limité** selon EN 14476 : 5 min
- **Actif sur virus enveloppés** (ex. Coronavirus) selon EN 14476 : 30 sec
- **Actif sur Rotavirus** selon EN 14476 : 30 sec

Dimensions des lingettes : 18,5 x 20,5 cm.

Matériau d'essuyage : non-tissé, alvéolé.

Composition : 35 % Propane-2-ol (CAS 67-63-0), 25 % Propane-1-ol (CAS 71-23-8).

Conservation : 2 mois après ouverture. Entre 0 °C et 25 °C, à l'abri de la lumière directe.

Conditionnement : Sachet de 100 lingettes.

Dispositif Médical de classe IIa. Biocide : Pour les surfaces générales (TP2).

